



Laboratoire Eylau  
55 rue St Didier – 75016 Paris  
Tél. 01 53 70 64 80

## TESTS DYNAMIQUES

### ■ Test à la LH – RH

**But du test :** Exploration de la ponction gonadotrope – Dosage de FSH et LH

La patiente doit :

- être à jeun et prendre un rendez vous le matin
- être entre le 2<sup>ème</sup> et le 6<sup>ème</sup> jour du cycle (début de phase folliculaire) ou en aménorrhée
- apporter 2 ampoules STIMU-LH 50 (ampoule de 1ml à 50mcg Ferring) en pharmacie
- ↪ 4 à 5 prélèvements : à 15, 30, 60 et 120 minutes, éventuellement 180 minutes sous demande express du prescripteur

### ■ Test à la TRH

**But du test :** Exploration de la fonction gonadotrope – Dosage de TSH ou prolactine

La patiente doit :

- être à jeun et prendre un rendez vous le matin
- apporter 1 ampoule STIMU-TSH 100 (ampoule de 1ml à 100 mcg Ferring) en pharmacie
- ↪ 4 à 5 prélèvements : à 15, 30, 60 et 120 minutes, éventuellement 180 minutes sous demande express du prescripteur

### ■ Test au Synacthène immédiat et retard

**But du test :** Mesure de la concentration plasmatique du cortisol avant et après injection de synacthène en intra musculaire.

Le patient doit :

- Etre à jeun, et se présenter au laboratoire entre 8h et 9h
- Pas de prises de corticoïdes, tyne kenacort, cortancyl ou médiol les jours avant l'examen
- Apporter 1 ampoule de Synacthène 0,25mg (en pharmacie)
- ↪ 2 prélèvements : juste avant et 60 minutes après l'injection de l'ampoule